

BADANIA KLIMATYZOWANE



Doświadczenie

Servosis posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań materiałów i części, 25 lat pracy jest naszym atutem.

Urządzenia do badań w temperaturze kontrolowanej są jednym z produktów oferowanych w naszym katalogu.



Piece dwustrefowe.

- Urządzenie niezależne.
- Aluminiowe wykończenie.
- Pomiar temperatury za pomocą termopary.
- Możliwość montażu kilku termopar, w poszczególnych strefach.
- Regulator temperatury, dokładność $\pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Sterowanie za pomocą PC opcjonalne.

Maksymalna temperatura	Ø wolnego obszaru pracy (mm)	Wysokość obszaru pracy (mm)
1100°C	89	152
	127	304
	165	456
	203	
	254	

Różne średnice można dowolnie łączyć z różnymi wysokościami. Wybrana wysokość może być wartością ujętą w tabeli lub jej wielokrotnością.





Komora do badań klimatycznych ciepło-
zimno zainstalowana w uniwersalnej
maszynie do badań MUF 401.

Komory temperaturowe.

- Regulacja temperatury za pomocą PC sterującego maszyną.
- Synchronizacja z napędem mechanicznym.
- Oszklony wziernik w przedniej części.
- Dostęp do okablowania czujników.
- Regulator temperatury, dokładność $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

Maksymalna temperatura	Wymiary wolnego obszaru pracy (mm)
600°C	400*400*500
Wymiary wolnego obszaru pracy mogą być dostosowane do wymagań klienta. Otwory wlotowe i wylotowe do przewodów można wykonać w najdogodniejszym dla klienta miejscu.	

Termoizolowane płyty do badań na ściskanie.

- Regulacja temperatury za pomocą PC sterującego maszyną.
- Synchronizacja z napędem mechanicznym.
- Regulacja temperatury za pomocą termopary.
- Wymiary każdego projektu zgodnie z wymaganiami klienta.



www.servosis.com

comercial@servosis.com

SERVOSIS - POLSKA

